



Standardisering av blodtrycksmanschetter med Welch Allyn's FlexiPort™-teknologi

Verkelig standardisering på direkten.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ett manschettutförande för alla typer av blodtrycksmätare

Verklig standardisering direkt med Welch Allyns FlexiPort™-blodtrycksmanschetter

När ni standardiserar er avdelning till Welch Allyns FlexiPort-manschetter så kan ni använda en typ av manschett inom så gott som varje typ av blodtrycksmätare. Förse bara alla blodtrycksutrustningar med FlexiPort-anslutningar, tilldela en manschett till era patienter när de kommer till sjukhuset och koppla FlexiPort-anslutningen direkt in i blodtrycksmanschetten när patienten flyttas till olika delar inom sjukhuset. Det eliminerar de vanliga problemen med varierande typer av anslutningar och slangar.

När ni standardiserar till Welch Allyns FlexiPort-blodtrycksmanschetter:

- Varje manschett kan användas som manschett med en eller två slangar – ni kan använda en manschett i så gott som varje rum och på så gott som varje typ av utrustning på avdelningen
- Sortimentet reduceras med upp till 60 procent, vilket underlättar beställning och lagerhållning
- Manschetterna finns i storlekar som passar så gott som varje patient
- Risken för korskontamination reduceras genom att endast en manschett behövs för varje patient
- Välj mellan en- eller flergångsmanschetter

Hur kan FlexiPort hjälpa er?



Avdelningar

Med FlexiPort-manschetterna hittar man rätt blodtrycksmanschett enklare och snabbare än någonsin. Ägna kortare tid åt att leta efter rätt manschett, sätta på den och ansluta den till utrustningen – och ha mer tid över åt era patienter.



Medicinsk Teknik

Färre delar och en enda anslutningspunkt för era manschetter innebär ett mer tillförlitligt system – och mindre besvär för sjukhusets personal.



Inköp

Eliminera olika slang- och anslutningsutföranden, reducera antalet artiklar i lager med upp till 60 %, minska lagerhållningen och gör beställningsprocessen snabbare och enklare än någonsin.



Hygienkontroll

Reducera risken för korskontaminering genom att låta en manschett följa med varje patient från rum till rum, våningsplan till våningsplan och avdelning till avdelning – använd en manschett för många utrustningar, inte för många patienter.



Med FlexiPort kan ni använda en manschett med all kompatibel elektronisk och manuell blodtrycksutrustning – också sådan som inte tillverkats av Welch Allyn.



Varför FlexiPort?

Dagens manschettstandardiseringsmetoder innefattar normalt en förvirrande blandning av olika typer av manschetter, Y-slangar, klämmor och anslutningar. Det betyder omfattande lagerhållning, mer att hålla reda på för vårdgivaren och risk för prestandaproblem till följd av felaktiga eller läckande anslutningar. FlexiPort-teknologin är den enda lösningen för en anslutningspunkt som tagits fram för att reducera lagerhållningen och krånglet, samtidigt som den säkerställer tillförlitliga, lufttäta anslutningar och optimal systemprestanda.





Reducera er lagerhållning med upp till 60 %

Standardisering till Welch Allyn's FlexiPort-blodtrycksmanschetter gör beställning och lagerhållning av blodtrycksmanschetter enklare än någonsin. Köp FlexiPort-manschetter utan slangar eller anslutningar så får er avdelning verklig standardisering direkt.



Tre enkla steg till standardisering

Steg 1

Koppla FlexiPort-anlutningar till alla era blodtrycksutrustningar.



Steg 2

Välj ett manschettmaterial.

Mjuk engångs

Flergångs



Steg 3

Välj önskad manschettstorlek.



Storlek	Intervall	Mjuk engångs	Återanvändbar
Små spädbarn (6)	7-10 cm	SOFT-06	REUSE-06
Spädbarn (7)	9-13 cm	SOFT-07	REUSE-07
Små barn (8)	12-16 cm	SOFT-08	REUSE-08
Barn (9)	15-21 cm	SOFT-09	REUSE-09
Små vuxna (10)	20-26 cm	SOFT-10	REUSE-10
Vuxna (11)	25-34 cm	SOFT-11	REUSE-11
Långa vuxna (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	REUSE-11L
Stora vuxna (12)	32-43 cm	SOFT-12	REUSE-12
Stora och långa vuxna (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	REUSE-12L
Lår (13)	40-55 cm	SOFT-13	REUSE-13

Artikelnumren ovan avser manschettkonfigurationer utan slangar och anslutningar. Kontakta den lokala representanten för en komplett förteckning.

Neonatala*, mjuka engångsmanschetter med Luer Slip-hane

Storlek	Intervall	Entubs (paket med 10)	Tvåtubs (paket med 10)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Flerpack	1 av varje	5082-241-9	5082-241-10

*Neonatala manschetter tillämpar inte FlexiPort-teknologin.

Kontakta vår kundtjänst eller besök www.welchallyn.com/flexiport, för ytterligare information om hur er avdelning kan ha nytta av FlexiPort-manschetter.

Welch Allyn Sverige
Verkstadsgratan 12 263 39 Höganäs
Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210
www.welchallyn.se

© 2007 Welch Allyn SM2975SE RevB

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™