



Komplett MaxinPaket för vårdinrättning. Nebulisator för luft eller O₂.
 Ingår: Maxin MA3, 400 dospåsar, 5 munstycken, slang, fotflaska, snabbkoppling, doseringsanvisning, rensnål, bruksanvisning som bild för bild visar allt från inkoppling till inhalation. Drivs med andningsluft "Drivpaket 5 bar AGA" eller centralt gasuttag. (O₂ ffa på barnkliniker).
Art nr 2001 för luft 4.350:- Vi beställer ___st
Art nr 2002 för oxygen 4.350:- Vi beställer ___st



Munstycke Maxin.
 Förpackning med 4 st. Byts efter 2-3 månaders användning.
Art nr 2005..... 327:-
 Vi beställer ___st



Dospåsar Maxin engångs.
 Förpackning med 400 st.
Art nr 2003..... 232:-
 Vi beställer ___st



Snabbkoppling, hane.
 Med inbyggt partikelfilter och flödesbegränsare.
Art nr 2011 för luft..... 438:-
 Vi beställer ___st
Art nr 2010 för oxygen 438:-
 Vi beställer ___st

Årlig Service av Maxin

Översyn och justering av dimbildaren. Avkalkning, rengöring, kontroll av gas- och vätskeflöden. Reservdelar, eller vid behov en helt ny överdel, ingår i priset. Låneapparat ingår, se blankett "Beställningsservice".

Art nr 2018..... 895:-
 Vi beställer ___st

Slang för drivgas
 Med nippel.
 Vit, längd 2 m.



Art nr 2012..... 145:-
 Vi beställer ___st



Kärra till Maxin tryckflaska.
 Förkromad metall. Korg för Maxin. Tryckflaska ingår ej.
Art nr 2009..... 1.857:-
 Vi beställer ___st



Slang för flödning
 Monteras direkt på munstycket.
 Längd 28 cm, autoklaverbar silikon.
Art nr 2008..... 199:-
 Vi beställer ___st

Barnmask Maxin Nr 2



Monteras direkt på munstycket.
 Silikon, autoklaverbar.
Art nr 2007..... 202:-
 Vi beställer ___st

Barnmask Maxin Nr 3-4




Utformad för små ansikten.
 Monteras direkt på munstycket.
 Silikon, autoklaverbar.
Art nr 2019..... 230:-
 Vi beställer ___st

Hylsa



Stänger det smala röret vid flödning. Förpackn. med 10 st.
Art nr 2004..... 80:-
 Vi beställer ___st



Handreglage till Maxin.
 Monteras mellan Maxin och slang. Rekommenderas vid anslutning till centralt gasuttag.
Art nr 2206..... 374:-
 Vi beställer ___st



Fotflaska till Maxin.
 Blå fot och glasklar medicinbehållare. Nivålinje för 2 ml.
Art nr 2015 596:-
 Vi beställer ___st



Dimbildare Maxin
 Kompletter överdel med dimbildare och vridbar snabbkoppling. Svetsat sugrör.
Art nr 2013..... 3.215:-
 Vi beställer ___st



Hjärtnivåkudde HELP
 Lyfter armen till nivå med höger förmak vid blodtrycksmätning.
Art nr 1801..... 395:-
 Vi beställer ___st



HandFree stetoskop
 Kilformat stetoskop som kan placeras under manschettens vilket ger tydligare pulsljud.
Art nr 1701..... 282:-
 Vi beställer ___st

Ring 08-767 29 70, faxa 08-767 29 82, beställ på www.ajmedical.se eller skicka in din beställning NU!

Företag: _____

Adress: _____

Tel/Fax: _____

E-post: _____

Datum/Namn-teckning: _____

Namn-förtydligande: _____

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar. Lagstadgad moms 25% tillkommer.