

Premiär!

Omron HBP-1100 blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron HBP-1100

Art.nr: 4211

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Den nya basmodellen för sjukvården. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är splash-proof vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter. Vanliga AA 1.5 V (4 st) batterier kan användas (medföljer ej). Högpresterande batterier klarar cirka 250 mätningar.



Komplett paket:

4211 Omron HBP-1100 komplett med standardmanschett och nätadapter

4212 Omron HBP-1100 komplett med TriCUFF® trippelmanschett™ och nätadapter

Ovanstående paket har 1 meter slang till manschetten.

Tillbehör och reservdelar:

4217 Manschett XL (42-50 cm)

4218 Manschett L (32-42 cm)

4219 Manschett M (22-32 cm)

4220 Manschett S (17-22 cm)

4221 Manschett SS (12-18 cm)

1001-40 TriCUFF® trippelmanschett™ med nippel (15-42 cm)

1200 Hygienskydd 100 st/fp

1801 Hjärtnivåkudde HELP

1258 Nätadapter S

4224 Förlängningsslang 1,5 m

4225 Förlängningsslang 3,5 m

4226 Nippel

4227 Snabbkoppling (hona+hane)

Service och kalibreringskontroll:

1000-2K Engångskalibrering

1000-2KS Serviceavtal för kalibrering i 3 år

Beställ enkelt via vår webshop: www.ajmedicalshop.se