

## Connex<sup>®</sup> ProBP<sup>™</sup> 3400

**Korrekta och tillförlitliga blodtrycksmätningar direkt i din hand**

### Produktinformation

- **ProBP<sup>™</sup> 3400** är en digital handhållen blodtrycksmätare som är enkel att ta med sig
- Finns i 2 versioner. Med **SureBP<sup>™</sup>** teknologin mäter den endast på uppvägen och ett korrekt tryck visas efter 15 sek. Den andra versionen mäter blodtrycket traditionellt på nedvägen
- Enheten kan användas tillsammans med WelchAllyns manschettsystem **FlexiPort<sup>™</sup>**
- Lithiumbatteriet gör det möjligt att utföra 100 mätningar på en enda laddning
- **ProBP<sup>™</sup> 3400** kan kompletteras med bordsstativ, golvstativ eller väggfäste
- AAMI/BHS-AA-Certifierad
- CE-märkt



## Connex<sup>®</sup> ProBP<sup>™</sup> 3400

### Orderinformation:

Artnr	Beskrivning
	Handhållen inkl. FlexiPort <sup>™</sup> manschett 11 och 12, batteri och laddare
3402	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med SureBP <sup>™</sup>
3401	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med standard BP
	Väggmonterad inkl. FlexiPort <sup>™</sup> manschett 11 och 12, batteri och laddare
3406	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med SureBP <sup>™</sup>
3405	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med standard BP
	Golvstativ inkl. FlexiPort <sup>™</sup> manschett 11 och 12, batteri och laddare
3410	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med SureBP <sup>™</sup>
3409	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med standard BP
	Bordsstativ inkl. FlexiPort <sup>™</sup> manschett 11 och 12, batteri och laddare
3433	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med SureBP <sup>™</sup>
3432	WA Connex <sup>®</sup> ProBP <sup>™</sup> 3400 med standard BP
	<b>Tillbehör och reservdelar:</b>
3413	Kablage för golvstativ
3414	Kablage för handhållen
3415	SureBP <sup>™</sup> aktiveringskod
3416	Bluetooth <sup>™</sup> aktiveringskod
3417	Dubbelslang 1,5 m
3418	Dubbelslang 3 m
3419	Golvstativ med monteringskit
3420	Väggmontage med korg
3421	Bordsmontage med korg
3422	Batteri, encells-, LithiumJon
3423	USB-kabel 2,4 m
3424	USB-kabel 45,7 cm
3425	Batteridörr med skruv
3426	Monteringskit för 5 w nätadapter
3427	Väggadapter med skruv
3428	Korgadapter med skruv
3429	Monteringskit för golvstativ
3430	Användarmanual, CD-rom
3431	Snabbstartsguide, utskriven