

seca 213 – Portabel längdmätare

NYHET



Inställbart väggstöd
och huvudstöd med
tydligt läsfönster.



Bärbar

Art. Nr. 2130

Denna isärtagbara längdmätare är särskilt lämplig för ambulerande verksamhet. Fotplattan är stadig och har ett handtag. Stödet på baksidan av skalan är inställbart och placeras lämpligen mot en vägg. Längden läses av på sidan av skalan, vid pilarna i huvudstödet röda läsfönster. Mätskalan tas isär i delar och placeras under fotplattan tillsammans med huvudstöd och väggstöd.

seca 412 Transportväska
finns som tillbehör.



Mätområde	20 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3 kg
Mått (nedmonterad, BxHxD)	34 x 18 x 62 cm

CE: uppfyller direktivet

93/42/EEC

MDD

För komplett sortiment besök vår webshop: www.ajmedicalshop.se