

NYHET seca 217 - Portabel längdmätare.
Kan användas med seca 878 golvvåg.



Art. Nr. 2170



Inställbart väggstöd och
huvudstöd med tydligt läsfönster.



Bilden visar allt som behövs för
att väga och mäta på samma gång.

Denna isärtagbara längdmätare är perfekt för ambulerande verksamhet. Stödet på baksidan av skalan är inställbart och placeras t.ex. mot en vägg. Längden läses av på sidan av skalan vid pilarna i huvudstödet röda läsfönster. Måtskalan tas isär i delar och placeras under fotplattan tillsammans med huvudstöd och väggstöd. Längdmätaren får plats i tillbehöret bärväskan **seca 412**.

Med hjälp av tillbehöret adaptorn **seca 437**, som placeras på längdmätarens fotplatta, blir vågen **seca 878** längdmätarens fotplatta. Vikten kan avläsas från två håll! Praktiskt att väga och mäta på samma gång. Allt får plats i tillbehöret transportväskan **seca 414**.

Väg och mät på samma gång!

Mätområde	20 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3,5 kg
Höjd	214,5 cm
Mått (nedmonterad, BxHxD)	34 x 18 x 62 cm
CE: uppfyller direktivet	93/42/EEC, MDD