

## seca 384



Art. Nr. 7036

*En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.*

Vid vägning av barn som kan stå, tar man bort baljan enligt beskrivning.  
**HOLD, TARE** och **STORE** funktion ingår. Med **STORE** funktionen kan du först väga barnet och sedan t.ex. mata barnet och väga det igen och få viktskillnaden i gram.

Välj själv skalindelning! 10 gram med maxvikt 10 kg  
eller 20 gram med maxvikt 20 kg.

Den helgjutna designen gör den enkel att hålla ren och vågen har en tydlig display.

Vågen stänger automatiskt av sig när vägningen är avslutad.  
Levereras med 6st vanliga AA-batterier, som klarar ca.10.000 vägningar!

Vågen är lätt att flytta tack vare dess låga vikt.

**Seca 414** väska finns att köpa som tillbehör.

<b>Kapacitet</b>	<b>10 kg respektive 20 kg</b>
<b>Gradering</b>	<b>10 g för 0-10 kg eller 20 g för 0-20 kg</b>
<b>Vikt</b>	<b>2,5 kg</b>
<b>Mått (BxHxD)</b>	<b>55 x 16,5 x 36 cm</b>

CE: uppfyller direktiven

93/42/EEG, MDD och 90/384/EWG, Klass III  
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)

För komplett sortiment besök vår webshop: [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)