

NYHET seca 878



Art.nr. 7038



En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
En liten platt, lätt och robust elektronisk golvvåg med metallram. Den väger bara 4,1 kg!
Vikten visas med stora, digitala siffror i en dubbel display.

Du slipper hänga över axeln på din patient.

Dessutom finns förstås "Hold"- och "Mor/Barn" funktion (2 in 1).

Vågen styrs enkelt med foten och stänger automatiskt av sig efter ca. 3 min.

Den nya energisnåla elektroniken fungerar *mycket* länge på de vanliga medföljande engångsbatterierna typ AA, så du slipper adapter. (Om du absolut vill kan du förstås koppla in tillbehöret seca adapter även till den här vågen.)

När vågen transporteras kan du stänga av "huvudströmmen" så att vågen inte startar alls. Då sparar du på batterierna. Vid längre transporter kan du använda tillbehöret **seca 421**, transportväska med axelrem (se nedan).

Där finns också fack med plats för t.ex. kollegieblock och penna.

För ihopkoppling med längdmätare, se separat blad (seca 217).

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g < 150 kg > 200 g
Vikt	4,1 kg
Vågplattans mått (BxHxD)	32 x 6 x 36 cm



seca 421

CE Uppfyller direktiven:

93/42/EEG, MDD 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)